

1. Materiais necessários que devem ser trazidos pelos alunos para o desenvolvimento do curso

1. Material de proteção individual e paciente:

- a. EPI (máscara, faceshield, óculos (02), gorro, luvas, jaleco e pijama cirúrgico na cor branca padronizado, sapato branco fechado emborrachado, meia);
- b. Babador descartável (01 pacote);
- c. Jacaré;
- d. Lenço para desinfecção de superfície;
- e. Rolo de PVC;
- f. Saco de dindim;
- g. Canudos finos (01 pacote);

2. Material clínico:

- a. Bandeja, explorador, espelho e pinça (01 Kit por paciente – previsão de 4 pacientes por turno)
- b. Sonda periodontal (04);
- c. Espátula número 01 (04);
- d. Sugador descartável (01 pacote);
- e. Algodão Cremer (número 2);
- f. Gaze;
- g. Ácido fosfórico 37%;
- h. Ácido para porcelana;
- i. Adesivo (qualquer marca);
- j. Resina composta cor B2 (sugestões: SDI, 3M, VOCO);
- k. Resina Ortocem (FGM);
- l. Cimento fotopolimerizável Riva (SDI) caixa lilás;
- m. Ortobite (FGM)
- n. Pedra pomes granulação fina;
- o. Escovinhas de Robson descartáveis;
- p. Papel Carbono;
- q. Pote dappen plástico ou silicone (04);
- r. Fio dental;
- s. Porta detritos;
- t. Porta Algodão;
- u. Canetas de alta rotação, micromotor, peça reta, contra ângulo;
- v. Placa de vidro (04);
- w. Espátula 24 (04);
- x. Espátula Le Cron (01);

- y. Espátula 07 (01);
- z. Isqueiro;
- aa. Lâmpada à álcool;
- bb. Caixa de cera utilidade;
- cc. Caixa de cera 07;
- dd. Gesso pedra;
- ee. Gesso especial;
- ff. Cuba de silicone;
- gg. Moldeiras de aço superiores e inferiores;
- hh. Espátula para manipulação de gesso/alginato;
- ii. Microbrush ou cavibrush;
- jj. Caneta para projetor cor azul;
- kk. Lapiseira no. 05;
- ll. Régua de 20 cm;
- mm. Esquadro;
- nn. Borracha macia branca;
- oo. Transferidor;
- pp. Folhas de papel acetato "ultraphan" de 17,5x17,5 cm (8)
- qq. Durex;
- rr. Compasso;
- ss. Template cefalométrico de Bevenga (Morelli)
- tt. Diagrama de Interlandi completo (Orto Central)
- uu. Cartolina preta (01);
- vv. Espelhos oclusais para fotografia;
- ww. Afastadores plásticos transparentes para fotografias adulto e infantil, frente e perfil em "C" e "V" lateral (02 de cada)
- xx. Afastadores para colagem (04);
- yy. Kit de mini parafusos (MORELLI);
- zz. Parafusos (sob demanda);
- aaa. Brocas 3200, 2200 (02 de cada)
- bbb. Broca transmetal (ANGELUS ou similar) (01)
- ccc. Broca Ortodôntica para Remoção de Resina - (OrthoMundi ou similar)
- ddd. Broca Shofu
- eee. Tiras de lixas metálicas médio (ADACOS) (1 pacote)
- fff. Porta tira de lixa (CORALDENT) (01)
- ggg. Calibradores de desgastes interproximais (CORALDENT) (01kit)
- hhh. Ponta de polimento dura-white FG SHOFU - LABORDENTAL (02)

iii. Separadores elásticos para anéis ortodônticos

jjj. Disco de lixa diamond pro refil – FGM (01)

3. Material para Typodont e clínica:

- a. Typodont ORTHOART completo com dentes montados em Classe I com apinhamento e mini implantes (01 por aluno); <https://www.typodont.com.br/typodonts> (19) 3402.5331 / Whatsapp: (19) 98286.8189 / contato@typodont.com.br
- b. 06 bocas de braquetes prescrição ROTH, slot 0,22", com ganchos nos caninos (9º) e pré-molares – MORELLI (inicialmente). Demais prescrições e modelos sob demanda.
- c. Braquete prescrição Capellozza Classe II (02)
- d. Braquete prescrição Capellozza Classe III (02)
- e. Braquete autoligável passivo (Morelli) com ganchos em caninos e pré-molares (01)
- f. Cola instantânea 3g **flex gel** control Super Bonder 1621084 Henkel BT (01 um)
- g. Tubos triplos superiores direito e esquerdo para soldagem – MORELLI (01 pacote de cada);
- h. Tubo para barra palatina (02 pacotes)- MORELLI;
- i. Tubos duplos inferiores direito e esquerdo para soldagem (01 pacote de cada)- MORELLI;
- j. Tubos simples superior e inferior e direito e esquerdo para solda (01 pacote de cada); MORELLI;
- k. Botões linguais para colagem e soldagem (01 pacote de cada) – MORELLI;
- l. Esporões linguais (01 pacote) - MORELLI;
- m. Kit de bandas pré-fabricadas para dentes superiores e inferiores - MORELLI;
- n. Placa lábio ativa (PLA) com gancho .045" (02)
- o. Elástico de corrente curto, médio e longo (cores variadas);
- p. Arco AEB .045" (02);
- q. Máscara facial tipo Petit (02)
- r. Fio de amarrilho 0,25 mm (01 rolo);
- s. Fio de amarrilho 0,30 mm (01 rolo)
- t. Fios em varetas de aço 0,14"; 0,16"; 0,18"; 0,20" (01 de cada);
- u. Fios de aço 0,6mm; 0,8mm; 1,0mm (01 rolo de cada);
- v. Fio de latão 0,8"mm (01 rolo);
- w. Fios retangulares de aço em varetas 0,17"x0,25"; 0,19"x0,25" (02 de cada);

- x. Fios de TMA em varetas 0,17"x0,25"; 0,19"x0,25" (02 de cada);
- y. Tensiômetros: 100 a 1600gf (vermelho), de 25 a 250gf (azul), 50 a 500gf (verde) – 01 de cada;
- z. Estrelas marcadoras de bandas com variação de 3,5 a 5,0 (02);
- aa. Estrelas marcadoras de bandas com variação de 2,0 a 3,5 (02);
- bb. Torre para contornar fios (01);
- cc. Molas abertas de NiTi (01 tubo);
- dd. Rolo de mola fechada de aço inoxidável (01);
- ee. Mola de retração de Niti 0,6 mm e 0,9 mm (01 pacote de cada);
- ff. Posicionador de braquetes nas alturas 3,5, 4,0, 4,5 e 5,0 (04);
- gg. Bengalinhas (cores sortidas);
- hh. Borracha anti-rotation;
- ii. Stops metálicos para braquetes autoligados;
- jj. Gancho bola;
- kk. Tubo cruzado;
- ll. Kit Acessórios Infinity (01 por dupla)
- mm. Arcos pré-contornados de fios (MORELLI, ADITEK OU ORTHOMETRIC):
 - i. NiTi superelásticos superior e inferior:
 - 1. 0,12; 0,14; 0,16; 0,18; 0,20; 0,17x0,25; 0,19x0,25;
 - ii. NiTi termoativados superior e inferior:
 - 1. 0,12; 0,14; 0,16; 0,18; 0,20; 0,17x0,25; 0,19x0,25;
 - iii. Fios de aço superior e inferior :
 - 1. 0,17x0,25; 0,19x0,25;
- nn. Instrumentais:
 - i. Tesoura para ouro (01);
 - ii. Adaptador de bandas (04);
 - iii. Mordedor de ponta triangular (04);
 - iv. Pedra montada para peça reta cilíndrica (04);
 - v. Porta agulha Mathieu (04);
 - vi. Sputnik (04);
 - vii. Pinças ortodônticas para colagem de braquetes (08);
 - viii. Porta bengalas (06);
- oo. Alicates:
 - i. Alicate de corte de fio grosso;
 - ii. Alicate de corte distal;
 - iii. Alicate de fio de amarrilho;
 - iv. Alicate 139 – fio delicado

- v. Alicate 139 – fio grosso (qualquer marca nacional);
- vi. Alicate removedor de banda ponta fina (03);
- vii. Alicate para confeccionar amarrilho;
- viii. Alicate Dela Rosa
- ix. Alicate de Nance;
- x. Alicate de Tweed;
- xi. Alicate para torque individual;
- xii. Alicate para torque;
- xiii. Alicate Weingart (02);
- xiv. Alicate tridente;
- xv. Alicate meia-cana;
- xvi. Alicate Bimler;
- xvii. Alicate removedor de braquetes (02);
- xviii. Alicate para barra palatina
- xix. Alicate para gancho bola;
- xx. Alicate para dobra em V;

pp. Elásticos:

- i. 1/2 leve, médio e pesado (01 saco de cada);
- ii. ¼ leve, médio e pesado (01 saco de cada);
- iii. 1/8 leve, médio e pesado (01 saco de cada);
- iv. 3/16 leve, médio e pesado (01 saco de cada);
- v. 5/16 leve, médio e pesado (01 saco de cada);

Obs. Demais materiais para práticas de reabilitação, odontologia estética e harmonização orofacial serão passados próximo aos respectivos módulos.