



SÃO LEOPOLDO
MANDIC

LISTA DE MATERIAIS

Coordenador: Prof. Dr. Gabriel Rocha

Diagnóstico:

- Jogo de Posicionador (para radiografia digital)
- Jogo de Posicionador para endodontia (Radiografia digital)
- Biossegurança para posicionador (saco plástico)
- Endo Frost
- Rolete de algodão
- Gaze estéril
- Azul de metileno
- Aferidor de Pressão arterial (obrigatório – sugestão de marca: G. tech)
- Medidor de Glicemia (o curso fornecerá durante o atendimento clínico do curso)

Anestesia e Medicação Sistêmica

- Anestésico tópico
- Agulha longa
- Agulha curta (sugestão de marca Septodont)
- Agulha extra – curta (**opcional**)
- Anestésico: Lidocaína 1:100.00 (tubete de vidro obrigatório)
- Anestésico: Articaina 1:200.00 (tubete de vidro obrigatório)
- Anestésico: Prilocaína 3% com felipressina 0,03 UI/ml (tubete de vidro obrigatório), direcionados para pacientes descompensados, sugerimos que comprem em trio, pois o consumo é pequeno.



SÃO LEOPOLDO
MANDIC

Medicação Sistêmica:

- Dipirona Sódica 500mg (comprimido)
- Dexametasona 4mg (comprimido)
- Paracetamol 500mg (comprimido)
- Ibuprofeno 600mg (comprimido)
- Amoxicilina 500mg (cápsula)

Acesso Cirúrgico

- Alta rotação
- Contra ângulo e micromotor

Pontas Diamantadas de alta rotação:

- Esféricas diamantadas: HL 1012, 1014
- Esféricas: 1012, 1013, 1014 e 1015
- 3082 (ponta inativa)
- 4083
- 2200
- 3168 F
- 1112 F

(sugerimos que comprem um broqueiro)

Brocas de baixa rotação:

- Esféricas : 1,2,4 e 6 HL (marcas sugeridas: Kommit ou Cosme Dente, não enferrujam)

Exame Clínico

- Caixa clínica
- Espelho front surface número 3 e 5



- 2 cabos para espelho
- Sonda exploradora número 5
- Sonda endodôntica número 5 com ponta reta para modificada
- Pinça clínica (sugestão: Duflex)
- Carpule com refluxo manual
- espátula para inserção de resina
- Colher de Dentina pescoço longo (número 02)

Isolamento Absoluto

- Arco Osbty
- Perfurador
- Pinça Palmer
- Lençol de borracha
- Fio dental
- Top Dan
- Cianocrilato (sugerimos Super bonder em forma gel)
- Monômero e conta gotas Grampos

para Isolamento Absoluto

- Anteriores: 211 para inferiores (garras pequenas) e 211 para superiores (garras grandes)
- Pré – molares: 206 e 209
- Molares: 205, 13A, 12A, W8A

Irrigação e Aspiração

- Seringa para irrigação 5ml, 3ml e 1ml
- Agulha para irrigação (20 / 5,5) e 25/30



SÃO LEOPOLDO
MANDIC

- Ponta Capilari – tip (verde e roxa, uma de cada)
- Intemerdiário metálico e Cânula de aspiração #40/20
- Gel de clorexidina 2% (Essencial farma - obrigatório)
- Soro estéril ou água destilada
- EDTA – T 17% (sugestão: Fórmula ação)
- Cone de papel estéril Medium extra –longos
- Cone de papel estéril Medium large extra- longos

Preparo mecânico

Brocas de Preparo cervical e médio:

- Brocas de Gattes – Glidden: 2,3, 4 e 5 de 28mm
- Brocas de Gattes- Glidden: 2, 3,4 e 4 de 32mm
- Brocas de Largo: 2,3 de 28mm
- Brocas de Largo: 2,3 de 32mm

Limas manuais

- C pilot # 08, 10 e 15 de 25mm (marca recomendada:VDW)
- C pilot # 08, 10 e 15 de 21mm (marca recomendada:VDW)
- Lima tipo K# 10 de 31mm (marca recomendada:VDW)
- Lima tipo flex (marca recomendada: Maillefer/Dentsply) : #20,25, 30, 35 e40
- Lima de segunda série tipo K : #45, 50, 55, 60, 70 e 80 de 25mm
- Lima de segunda série tipo K : #45, 50, 55, 60, 70 e 80 de 31mm
- Porta – lima (sugerimos tipo Varal)
- Régua Endodôntica Calibradora

Limas rotatórias:



SÃO LEOPOLDO
MANDIC

- - Limas complementares: Logic (Easy) 26.06; 25.03; 25.04,30.03; 30.05, 35.05, 40.05 de 25mm

- Limas Reciprocantes: Wave one Gold- 20.06, 25.07; 35.05, 45.05 de 25mm

Obs: Durante o decorrer do curso, outros instrumentos serão indicados.

Medicação intra-canal:

- Hidróxido de cálcio p.a.

- 01 caixa de Lêntulo

Obturação dos Sistemas de canais radiculares

- Lâmina de bisturi 15 C

- Calcador FM, M e calcador de Lucas

- Espátula número 24F (sugestão: Duflex)

- Cimento endodôntico (escolher um cimento dos quatro sugeridos)

a base de óxido de zinco ☐ Endomethasone – N ou Pulp Canal Sealer.a base de

resina ☐ AH Plus ou Sealer Plus MKlife.

- Cone de guta percha: Medium, Fine Medium

- Cone de guta percha: Medium e Fine Medium extra- longo

- Mc Spadden: #55 e # 60

- Placa de vidro

- pinça clínica pediátrica

Blindagem dos Sistemas canais radiculares

- Resina composta fotopolimerizável

- Resina flow

- Matriz (número 01 e 02)

- Porta matriz



- Cunha de madeira
- Ácido para resina
- Sistema adesivo
- Ionômero de vidro restaurador
- Centrix
- Carbono
- Material restaurador provisório (sugerimos Coltosol ou Cimpat)

Biossegurança:

- EPI (babador, gorro, máscara, luva e óculos de proteção para o paciente eo aluno)
- Bochecho (sugerimos Periogard)
- Barreiras protetoras para equipo
- Algodão para limpeza da Bancada
- Campo para bancada
- Rolete de algodão
- Álcool 70%

Periféricos Obrigatórios:

Os equipamentos propostos a seguir são fundamentais para o andamento do curso, sendo fundamentais na formação e treinamento do futuro especialista

- Localizador Apical Eletrônico: Equipamento com finalidade de localizar corretamente o forame apical, qualificando extremamente o trabalho.
- Motores Rotatórios e Reciprocantes

Aparelho de Ultra- som: Atualmente a irrigação dos sistemas de canais radiculares são realizadas utilizando-se este aparelho. Com pontas

ultrassônicas apropriadas. A limpeza das paredes dentinárias são muito mais efetivas. Além disto este aparelho auxiliará em outras etapas do tratamento tais como: abertura coroaria, localização de canais calcificados e canais extras, na remoção de retentores intra-canais, remoção de material obturador durante o retratamento, durante a etapa de obturação, cirurgias parodontológicas e etc. Para cada necessidade existe uma ponta específica, onde indicaremos quais serão necessárias, a princípio solicitamos a ponta para irrigação especificada a seguir:

Ponta E1 (Catálogo de pontas desenvolvida pelo prof Capelli) em breve enviaremos este catálogo para vocês. Esta ponta possui diâmetro correspondente a lima #20, taper .01, apresentam flexibilidade e permitem irrigação.

Sugerimos as pontas de ultrassom:

E1; TRI 12 e TRI 13



Aparelho de ultrassom: Importante este equipamento deve conter um recipiente externo de irrigação, pois será utilizado soro fisiológico ou água destilada.



(sugestão: P200 EMS ou CVDentus com reservatório, U600 Waks)



SÃO LEOPOLDO
MANDIC

Termoplastificador de guta-percha: Este aparelho permite um aquecimento e corte profundo da guta-percha (fundamental para a técnica de obturação indicada no curso) .A qualidade da compactação da guta-percha permite a obturação de delats apicais, e um selamento mais hermático possível. Este aparelhos possuem pontas com calibres diferentes , de acordo com o calibre do canal.