



SÃO LEOPOLDO
MANDIC

LISTA DE MATERIAIS

Coordenador: Prof. Dr. Marcos R. S. Frozoni

É obrigatória a compra de todos os materiais, instrumentais e equipamentos elencados nesta lista, até o terceiro módulo do curso.

ESTA LISTA ABRANGE A MAIORIA DOS MATERIAIS INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS, MAS DURANTE O CURSO SERÁ NECESSÁRIO ADQUIRIR MATERIAIS INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NESTA LISTA DEVE-SE DAR PRIORIDADE AS MARCAS SUGERIDAS

Diagnóstico:

- Filme de RX (sugestão Kodak ultra-speed)
- Abridor de boca de borracha
- Jogo de Posicionador de raio x
- Biossegurança para Posicionador (saco plástico)
- Colgadura
- Porta Radiografia (cartela com 2 furos)
- Endo Frost (spray congelante)
- Isqueiro
- Bastão de guta percha
- Rolete de algodão
- Gaze estéril
- Azul de metileno 0,01%
- Aferidor de Pressão arterial (obrigatório – sugestão de marca: G. tech)
- Medidor de Glicemia
- Revelador e Fixador
- Saca prótese
- Alveolotomo
- Mangueira escalpe do soro endovenoso

Anestesia e Medicação Sistêmica

- Anestésico tópico
 - Agulha longa
 - Agulha curta (sugestão de marca Septodont)
 - Anestésico: Lidocaína 1:100.00 (tubete de vidro obrigatório)
 - Anestésico: Articaina 1:200.00 (tubete de vidro obrigatório)
 - Anestésico: Prilocaína 3% com felipressina 0,03 UI/ml (tubete de vidro obrigatório), direcionados para pacientes descompensados, sugerimos que comprem em trio, pois o consumo é pequeno.
- Mepivacaina sem vaso constritor

Medicação Sistêmica:

- Dipirona Sódica 500mg (comprimido)
- Dexametasona 4mg (comprimido)
- Paracetamol 500mg (comprimido)
- Ibuprofeno 600mg (comprimido)
- Amoxicilina 500mg (cápsula)
- Fenegan (capsul)
- Isordil sub lingual

Acesso Cirúrgico

- Alta rotação NOVOS

- Contra ângulo e micromotor NOVOS

Pontas Diamantadas de alta rotação:

- Broqueiro exclusivo pra colocar brocas de endo pedidas nesta lista (nao devem misturar as brocas desta lista com brocas do consultório)

- 2 Unid de cada - Esféricas diamantadas: 1012 HL, 1014 HL, 1016 HL – UTILIZADA PARA ACESSO CORONARIO


- 2 Unid de cada - Esfericas diamantadas 1012 1014 1016 haste curta – UTILIZADA PARA ACESSO CORONARIO

- 2 unid 3080 (ponta inativa) FKG UTILIZADA PARA ACESSO CORONARIO

- 2 unid 3081 (ponta inativa) FKG UTILIZADA PARA ACESSO CORONARIO

- 2 unid 3082 (ponta inativa) FKG UTILIZADA PARA ACESSO CORONARIO

- 2 unid 3083 (ponta inativa) FKG UTILIZADA PARA ACESSO CORONARIO



2 unid 2200 (conhecida como ponta de lápis) FKG – UTILIZADA PARA DESGASTE INTERPROXIMAL



- 2 unid 3097 cilíndrica FINA de ponta reta - UTILIZADA PARA DESGASTE PINOS, COROAS ETC



3097

- 2 unid 3098 cilíndrica GROSSA de ponta reta - UTILIZADA PARA DESGASTE PINOS, COROAS ETC



3098

Brocas de baixa rotação:

- Esféricas carbide OU aço de HASTE LONGA : 0,5, 1 ,2, 3, 4 (marcas sugeridas: Dentsply, Kommet ou Cosme Dente, Casa das Brocas não enferrujam)
- Esféricas carbide OU aço de HASTE CURTA : 0,5, 1 ,2, 3, 4 (marcas sugeridas: Dentsply, Kommet ou Cosme Dente, Casa das Brocas não enferrujam)
- Broca transmetal cilíndrica
- Disco de carburundum 1cx
- Mandril para disco carburundum para baixa rotação

Material Acessório

- Endo Pen – Helse ou Trinks
- Escova de baixa rotação para assoalho de câmara
- Escova de baixa rotação para interior do conduto
- Tesoura ponta reta
- Porta agulha ou pinça hemostática reto
- Cabo de bisturi cilíndrico
- Lâmina de bisturi número 15
- Lâmina de bisturi número 15C
- Fio de sutura com agulha 4-0 nylon ou seda
- Esponja comum de cozinha



☑️ Agulhas descartáveis (mínimo 04 unidades) COMPRAR EM LOJA DE MATERIAL CIRURGICO

1,60 x 0,40

1,20 x 0,25

1,00 x 0,25

0,80 x 0,25

0,70 x 0,25

Oxido de zinco – um pote da pra classe toda (não e o oxido de zinco do IRM nao)

Exame Clínico

- 2 Bandeja clínica - 1 por paciente

- 2 DE CADA Espelho front surface (espelho plano) número 3 e 5 – Marca Rolder vende na MKlife

- 2 cabos para espelho

- Sonda exploradora número 5 - 1 por paciente

- Sonda endodôntica número 5 com ponta reta modificada – HuFreddy no 47 - 1 por paciente

- Pinça clínica fina (sugestão: Duflex)- 1 por paciente

- Sonda periodontal – 1 por paciente

- Carpule com refluxo manual- 1 por paciente

- Espátula para inserção de resina número 1- 1 por paciente

- Colher de Dentina pescoço longo (número 02) - 1 por paciente cureta pulpar longa 03

Isolamento Absoluto

- Arco Osbty DOBRAVEL

- Perfurador

- Pinça Palmer

- Lençol de borracha

- Fio dental

- Top Dan

- Cianocrilato (sugerimos Super bonder)

- Monômero de resina acrílica

- pote dappen

- Conta gotas

- Hemostático gel (sugestão: Ultradent)

Grampos para Isolamento Absoluto

QUANTO MAIOR A VARIEDADE DE GRAMPOS COMPRADOS MELHOR

- Anteriores: 211 para inferiores (garras pequenas) e 211 para superiores (garras grandes)

- Pré – molares: 206 e 208 209

- Molares: 205, 13A, 12A, W8A

Irrigação e Aspiração

- Seringa para irrigação 5ml, bico de rosca

- Seringa para irrigação 3ml bico de rosca

- Seringa de insulina de 1 ml sem agulha

- Agulha para irrigação (20 / 5,5)

- Easy Clean

- Ponta Capilari – tip Ultradent (verde e roxa, uma de cada)



- Sugador descartável ponta pra endo
- Cuba metálica
- Gel de clorexidina 2%
- Soro fisiológico hospitalar ou água destilada esterilizada
- EDTA – T 17% (sugestão: Fórmula ação)
- Cone de papel estéril DE PRIMEIRA SERIE 15-40
- Cone de papel estéril DE SEGUNDA SERIE 45 – 80

- Pontas de Ultrassom Dental Trinks

- TRA 11 TRA 11 - 17 mm lisa fina
- TRA 12 TRA 12 – 20 mm lisa fina
- TRA 13 TRA 13 - 24 mm lisa fina
- TRA 14 TRA 14 – 27 mm lisa fina
- TRA 03 TRA 03 EXTRATOR DE LIMA PARALELA 28MM DIAMETRO 0,35
- TRA 02 – 24 mm lisa grossa
- TRA 16 C D – 21 mm diamante na ponta
- TRA 27 ESFERICA PEQUENA DIAMANTADA
- TRA 27 DP ESFERICA MEDIA DIAMANTADA
- TRA 27DG ESFERICA GRANDE DIAMANTADA
- Adaptador de acordo com a marca do ultrassom já vem com a chave de aperto
- Ponta TRI23 A4 – Remocao de núcleo (TRINKS) (ESTA E OBRIGATORIO SER MONOBLOCO)

OPCIONAL DE PONTAS MONOBLOCO (INTEIRIÇA)

- TRI 12
- TRI 13
- TRI 03
- TRI 03D

- O ULTRASSOM DA ESCOLA E O ADVANCED VIEW DA MICRODONT

- Ponta E1 Irrisonic – Irrigação intracanal (HELSE)
- Ponta E12 post removal HP- Remoção de núcleo (HESLE)

Preparo mecânico

- Brocas de Gattes- Glidden DUAS UNIDADES DE CADA: 1, 2, 3, 4 e 5 de 32mm – tem que ser a longa de 32 mmm nao pode ser a curta
- Brocas de Largo DUAS UNIDADES DE CADA : 1, 2, 3, 4 e 5 de 32mm - tem que ser a longa de 32 mm nao pode ser a curta

Limas manuais

- Limas C pilot # 08, 10 e 15 de 25mm (marca recomendada:VDW)
- Limas C pilot # 08, 10 e 15 de 21mm (marca recomendada:VDW)
- Limas Tipo K # 08 10 15 de 31mm (marca recomendada: Dentsply)
- Lima de NiTi primeira serie (marca recomendada: Maillefer/Dentsply) : #15, 20, 25, 30, 35 e 40 (25 e 31 mm)
- Lima de segunda série tipo NiTi TDK: #45, 50, 55, 60, 70 e 80 de 25mm
- Lima de segunda série tipo NiTi TDK : #45, 50, 55, 60, 70 e 80 de 31mm
- Porta – lima sugerimos tipo tamboreu
- Régua Endodôntica Calibradora

**Limas rotatórias:**

- Limas Logic : 15/05, 15/03, 25/03, 25/04, 25/05, 25/06, 30/05, 35/05, 40/05 (marca Easy)
- Limas Reciprocantes: RECIPROC VDW blue- 25.08; 40.06 e 50.04 de 25mm -Wave one gold- 20/07 , 25/07

Medicação intra-canal:

- Hidróxido de cálcio p.a.
- Formocresol ---
- 01 caixa de Lêntulo
- Porta MTA 0,6mm
- Porta MTA 1,2mm
- MTA HP(comprar em Grupo)

Obturação dos Sistemas de canais radiculares

- Espátula número 24F (sugestão: Duflex)
- Calcador de guta percha de Schilder 1/2 e 3/4 (marca Millenium vende na dental Orsi)
- Espátula condensadora de guta Percha
- Cimento endodôntico AH Plus
- Cone de guta percha: Medium, Fine Medium
- Cone de guta percha: Medium e Fine Medium extra- longo
- Mc Spadden: #50, #55 e # 60
- Placa de vidro

Blindagem dos Sistemas canais radiculares

- Resina composta fotopolimerizável
- microbrush
- Resina flow
- Matriz (número 01 e 02)
- Porta matriz
- Cunha de madeira
- Ácido para resina
- Sistema adesivo
- Ionômero de vidro restaurador (po e líquido)
- Ionômero foto polimerizável ionoseal
- Carbono
- Material restaurador provisório (sugerimos Coltosol ou Cimpat)
- Pinos de Fibra de Vidro Reforpost 1 2 e 3
- Cimento resinoso auto adesivo para cimentar pino – U200 3M ou
- Cimento resinoso auto adesivo para cimentar pino – seT PP SDI ou
- Cimento resinoso auto adesivo calibra
- Tira de lixa de metal
- Tira de lixa de poliéster
- Resina Bulkfill

Biossegurança:

- EPI (babador, gorro, máscara, luva e óculos de proteção para o paciente e o aluno)
- Sobre luva
- Magipack
- Bochecho (sugerimos Periogard)
- Barreiras protetoras para equipo
- Saquinho de chup chup grande



- Campo para bancada (autolavável)
- Álcool 70%
- Pinça de Stiglys (Odus De Deus)
- Alicate endodôntico para précurvar lima

Equipamentos

- Localizador apical eletrônico – (MARCAS SUGERIDAS– ROMI APEX) – É OBRIGATORIO ATE O SEXTO MODULO
- Motor redutor rotatório/reciprocante – (MARCAS SUGERIDAS EASY SI – VDW SILVER – XMART PLUS) - E OBRIGATORIO ATE O SEXTO MODULO
- Ultrassom portátil – (MARCAS SUGERIDAS ADVANCE VIEW – MICRODONT, EMISONIC – MMO, PIEZON MASTER – EMS) - E OBRIGATORIO ATE O SEXTO MODULO
- Película de Rx com placa de fosforo CS 7600 CARESTREAM (98237 58 90) - E OBRIGATORIO ATE O TERCEIRO MODULO