

## Lista de Materiais

A lista de materiais a ser apresentada a seguir foi elaborada minuciosamente, de forma a otimizar o tratamento endodôntico, dentro de um padrão de qualidade. Estes materiais deverão ser adquiridos quando do desenvolvimento das atividades relacionadas. Qualquer dúvida entrem em contato que prontamente responderemos. Contato: [marcosfrozoni@gmail.com](mailto:marcosfrozoni@gmail.com)

**É obrigatória a compra de todos os materiais, instrumentais e Equipamentos elencados nesta lista, até o terceiro modulo do curso.**

**ESTA LISTA ABRANGE A MAIORIA DOS MATERIAIS INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS, MAS DURANTE O CURSO SERA NECESSARIO ADQUIRIR MATERIAIS INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS QUE NAO CONSTAM NESTA LISTA**

**DEVE-SE DAR PRIORIDADE AS MARCAS SUGERIDAS**

### **Diagnóstico:**

- Filme de RX (sugestão Kodak ultra-speed)
- Abridor de boca de borracha
- Jogo de Posicionador de raio x
- Biossegurança para Posicionador (saco plástico)
- Colgadura
- Porta Radiografia (cartela com 2 furos)
- Endo Frost (spray congelante)
- Isqueiro
- Bastão de guta percha
- Rolete de algodão
- Gaze estéril
- Azul de metileno 0,01%
- Aferidor de Pressão arterial (obrigatório – sugestão de marca: G. tech)
- Medidor de Glicemia
- Revelador e Fixador
- Saca prótese
- Alveolotomo
- Mangueira escalpe do soro endovenoso

### **Anestesia e Medicação Sistêmica**

- Anestésico tópico
- Agulha longa
- Agulha curta (sugestão de marca Septodont)
- Anestésico: Lidocaína 1:100.00 ( tubete de vidro obrigatório)
- Anestésico: Articaina 1:200.00 ( tubete de vidro obrigatório)

-Anestésico: Prilocaína 3% com felipressina 0,03 UI/ml (tubete de vidro obrigatório), direcionados para pacientes descompensados, sugerimos que comprem em trio, pois o consumo é pequeno.

Mepivacaina sem vaso constritor

### **Medicação Sistêmica:**


- Dipirona Sódica 500mg (comprimido)
- Dexametasona 4mg (comprimido)
- Paracetamol 500mg (comprimido)
- Ibuprofeno 600mg (comprimido)
- Amoxicilina 500mg (cápsula)
- Fenegan (capsul)
- Isordil sub lingual

### **Acesso Cirúrgico**

- Alta rotação NOVOS
- Contra ângulo e micromotor NOVOS

### **Pontas Diamantadas de alta rotação:**

- Broqueiro exclusivo pra colocar brocas de endo pedidas nesta lista (nao devem misturar as brocas desta lista com brocas do consultório)
- 2 Unid de cada - Esféricas diamantadas: 1012 HL, 1014 HL, 1016 HL - UTILIZADA PARA ACESSO CORONARIO
- 2 Unid de cada - Esfericas diamantadas 1012 1014 1016 haste curta - UTILIZADA PARA ACESSO CORONARIO
- 2 unid 3080 (ponta inativa) FKG UTILIZADA PARA ACESSO CORONARIO
- 2 unid 3081 (ponta inativa) FKG UTILIZADA PARA ACESSO CORONARIO
- 2 unid 3082 (ponta inativa) FKG UTILIZADA PARA ACESSO CORONARIO
- 2 unid 3083 (ponta inativa) FKG UTILIZADA PARA ACESSO CORONARIO



- 2 unid 2200 (conhecida como ponta de lápis) FKG – UTILIZADA PARA DESGASTE INTERPROXIMAL



- 2 unid 3097 cilíndrica FINA de ponta reta - UTILIZADA PARA DESGASTE PINOS, COROAS ETC



- 2 unid 3098 cilíndrica GROSSA de ponta reta - UTILIZADA PARA DESGASTE PINOS, COROAS ETC



#### **Brocas de baixa rotação:**

- Esféricas carbide OU aço de **HASTE LONGA** : 0,5, 1 ,2, 3, 4 (marcas sugeridas: Dentsply, Kommet ou Cosme Dente, Casa das Brocas não enferrujam)
- Esféricas carbide OU aço de **HASTE CURTA** : 0,5, 1 ,2, 3, 4 (marcas sugeridas: Dentsply, Kommet ou Cosme Dente, Casa das Brocas não enferrujam)
- Broca transmetal cilíndrica
- Disco de carburundum 1cx
- Mandril para disco carburundum para baixa rotação

#### **Material Acessório**

- Endo Pen – Helse ou Trinks
- Escova de baixa rotação para assoalho de câmara
- Escova de baixa rotação para interior do conduto
- Tesoura ponta reta
- Porta agulha ou pinça hemostática reto
- Cabo de bisturi cilíndrico
- Lâmina de bisturi número 15
- Lâmina de bisturi número 15C

- Fio de sutura com agulha 4-0 nylon ou seda

- Esponja comum de cozinha

- Agulhas descartáveis (mínimo 04 unidades)\* - COMPRAR EM LOJA DE MATERIAL CIRURGICO
- 1,60 x 0,40
- 1,20 x 0,25
- 1,00 x 0,25
- 0,80 x 0,25
- 0,70 x 0,25
- 
- Oxido de zinco – um pote da pra classe toda (não e o oxido de zinco do IRM nao)

### **Exame Clínico**

- 2 Bandeja clinica - 1 por paciente

- 2 DE CADA Espelho front surface (espelho plano) número 3 e 5 – Marca Rolder vende na MKlife

- 2 cabos para espelho

- Sonda exploradora número 5 - 1 por paciente

- Sonda endodôntica número 5 com ponta reta modificada – HuFreddy no 47 - 1 por paciente

- Pinça clínica fina (sugestão: Duflex)- 1 por paciente

- Sonda periodontal – 1 por paciente

- Carpule com refluxo manual- 1 por paciente

- Espátula para inserção de resina numero 1- 1 por paciente

- Colher de Dentina pescoço longo (número 02) - 1 por paciente cureta pulpar longa  
03

### **Isolamento Absoluto**

- Arco Osbty **DOBRAVEL**
- Perfurador
- Pinça Palmer
- Lençol de borracha
- Fio dental
- Top Dan
- Cianocrilato (sugerimos Super bonder)
- Monômero de resina acrílica
- pote dappen
- Conta gotas
- Hemostático gel (sugestão: Ultradent)

### **Grampos para Isolamento Absoluto**

#### **QUANTO MAIOR A VARIEDADE DE GRAMPOS COMPRADOS MELHOR**

- Anteriores: 211 para inferiores (garras pequenas) e 211 para superiores (garras grandes)
- Pré – molares: 206 e 208 209
- Molares: 205, 13A, 12A, W8A

### **Irrigação e Aspiração**

- Seringa para irrigação 5ml, bico de rosca
- Seringa para irrigação 3ml bico de rosca
- Seringa de insulina de 1 ml sem agulha
- Agulha para irrigação (20 / 5,5)
- Easy Clean
- Ponta Capilari – tip Ultradent (verde e roxa, uma de cada)

- Sugador descartável ponta pra endo
- Cuba metálica
- Gel de clorexidina 2%
- Soro fisiológico hospitalar ou água destilada esterilizada
- EDTA – T 17% (sugestão: Fórmula ação)
- Cone de papel estéril DE PRIMEIRA SERIE 15-40
- Cone de papel estéril DE SEGUNDA SERIE 45 – 80

### **- Pontas de Ultrassom Dental Trinks**

**TRA 11** TRA 11 - 17 mm lisa fina

**TRA 12** TRA 12 – 20 mm lisa fina

**TRA 13** TRA 13 - 24 mm lisa fina

**TRA 14** TRA 14 – 27 mm lisa fina

**TRA 03** TRA 03 EXTRATOR DE LIMA PARALELA 28MM  
DIAMETRO 0,35

**TRA 02** – 24 mm lisa grossa

**TRA 16 C D** – 21 mm diamante na ponta

**TRA 27** ESFERICA PEQUENA DIAMANTADA

**TRA 27 DP** ESFERICA MEDIA DIAMANTADA

**TRA 27DG** ESFERICA GRANDE DIAMANTADA



- Adaptador de acordo com a marca do ultrassom já vem com a chave de aperto
- **Ponta TRI23 A4 – Remocao de núcleo (TRINKS) (ESTA E OBRIGADORIO SER MONOBLOCO)**

OPCIONAL DE PONTAS MONOBLOCO (INTEIRIÇA)

TRI 12

TRI 13

TRI 03

TRI 03D

## **- O ULTRASSOM DA ESCOLA E O ADVANCED VIEW DA MICRODONT**

- Ponta E1 Irrisonic – Irrigação intracanal (HELSE)
- Ponta E12 post removal HP- Remoção de núcleo (HESLE)

### **Preparo mecânico**

- Brocas de Gattes- Glidden **DUAS UNIDADES DE CADA:** 1, 2, 3, 4 e 5 de 32mm – tem que ser a longa de **32 mm** nao pode ser a curta
- Brocas de Largo **DUAS UNIDADES DE CADA :** 1, 2, 3, 4 e 5 de 32mm - tem que ser a longa de **32 mm** nao pode ser a curta

### **Limas manuais**

- Limas C pilot # 08, 10 e 15 de 25mm ( marca recomendada:VDW)
- Limas C pilot # 08, 10 e 15 de 21mm ( marca recomendada:VDW)
- Limas Tipo K # 08 10 15 de 31mm ( marca recomendada: Dentsply)
- Lima de NiTi primeira serie (marca recomendada: Maillefer/Dentsply) : #15, 20, 25, 30, 35 e 40 (25 e 31 mm)
- Lima de segunda série tipo NiTi TDK: #45, 50, 55, 60, 70 e 80 de 25mm
- Lima de segunda série tipo NiTi TDK : #45, 50, 55, 60, 70 e 80 de 31mm
- Porta – lima sugerimos tipo tamboreu
- Régua Endodôntica Calibradora

### **Limas rotatórias:**

- Limas Logic : 15/05, 15/03, 25/03, 25/04, 25/05, 25/06, 30/05, 35/05, 40/05 (marca Easy)
- Limas Reciprocantes: RECIPROC VDW blue- 25.08; 40.06 e 50.04 de 25mm
- Wave one gold- 20/07 , 25/07

### **Medicação intra-canal:**

- Hidróxido de cálcio p.a.
- Formocresol ---
- 01 caixa de Lêntulo
- Porta MTA 0,6mm
- Porta MTA 1,2mm
- MTA HP(comprar em Grupo)

### **Obturação dos Sistemas de canais radiculares**

- Espátula número 24F (sugestão: Duflex)
- Calcador de guta percha de Schilder 1/2 e 3/4 (marca Millenium vende na dental Orsi)
- Espátula condensadora de guta Percha
- Cimento endodôntico **AH Plus**
- Cone de guta percha: Medium, Fine Medium
- Cone de guta percha: Medium e Fine Medium extra- longo
- Mc Spadden: #50, #55 e # 60
- Placa de vidro

### **Blindagem dos Sistemas canais radiculares**

- Resina composta fotopolimerizável
- microbrush
- Resina flow
- Matriz (número 01 e 02)
- Porta matriz

- Cunha de madeira
- Ácido para resina
- Sistema adesivo
- Ionômero de vidro restaurador (po e líquido)
- Ionomero foto polimerizável ionoseal
- Carbono
- Material restaurador provisório (sugerimos Coltosol ou Cimpat)
- Pinos de Fibra de Vidro Reforpost 1 2 e 3
- Cimento resinoso auto adesivo para cimentar pino – U200 3M ou
- Cimento resinoso auto adesivo para cimentar pino – seT PP SDI ou
- Cimento resinoso auto adesico calibra
- Tira de lixa de metal
- Tira de lixa de poliester
- Resina Bulkfill

### **Biossegurança:**

- EPI (babador, gorro, máscara, luva e óculos de proteção para o paciente e o aluno)
- Sobre luva
- Magipack
- Bochecho (sugerimos Periogard)
- Barreiras protetoras para equipo
- Saquinho de chup chup grande
- Campo para bancada (autolavável )
- Álcool 70%
- Pinça de Stiglys (Odus De Deus)

- Alicate endodôntico para précurvar lima

### **Equipamentos**

- Localizador apical eletrônico – (MARCAS SUGERIDAS– ROMI APEX) – **É OBRIGATORIO ATE O SEXTO MODULO**

- Motor redutor rotatório/reciprocante – (MARCAS SUGERIDAS EASY SI – VDW SILVER – XMART PLUS) - **E OBRIGATORIO ATE O SEXTO MODULO**

- Ultrassom portátil – (MARCAS SUGERIDAS ADVANCE VIEW – MICRODONT, EMISONIC – MMO, PIEZON MASTER – EMS) - **E OBRIGATORIO ATE O SEXTO MODULO**

- Película de Rx com placa de fosforo CS 7600 CARESTREAM (98237 58 90) - **E OBRIGATORIO ATE O TERCEIRO MODULO**

-