



SÃO LEOPOLDO  
MANDIC

## LISTA DE MATERIAIS

*Coordenador: Prof. Dr. Bruno Sotto Maior*

- 1 - Manequim Perfil Dentística ref AC103 (completo) - Pronew ou Prodens, caso já possua pode utilizar
- 2 jogos de dentes - Dentes para manequim

### ESTOJO CLÍNICO

- 1 Espelho Clínico
- 1 Pinça Clínica
- 1 Sonda Exploradora
- 1 Sonda Milimetrada Periodontal
- 1 Colher de dentina
- 1 Carpule para anestesia
- 1 Pinça Miller para carbono
- 1 Hollemback 3S

### INSTRUMENTAIS

- 1 Disco diamantado dupla face
- 1 Tesoura de ponta reta
- 1 Cabo de bisturi
- 4 Frascos de Dappen
- 1 Espátulas 07;
- 1 Espátulas 24;
- 2 Espátula 36;
- 1 Lamparina de boa qualidade com pavio
- 1 Frasco para resina acrílica com tampa;
- 1 Placa de vidro;
- 1 Espessímetro;
- 1 Compasso de Willis;
- 1 Paquímetro (para planejamento cirúrgico/protético)
- 1 Saca prótese
- 1 Espátula de inserção de fio afastador não serrilhada
- 1 Escala vita (lumin vacuum).

- Pincel Tigre tamanho médio para usar com Cel-lac;
- Pincel Tigre de ponta fina para isolamento com vaselina;
- Pincel Tigre de ponta fina para usar com o Megaseal;
- Cubas e 1 espátulas (manipulação de gesso e alginato).
- Conjunto de moldeiras de estoque (aço inox);
- Conjunto de moldeiras de estoque – alumínio perfurada; para dentado e desdentado. Obs.: para desdentado não serve a moldeira metálica lisa.
- Compasso de duas pontas secas;
- Lapiseira 0,5 mm com grafite preto e vermelho
- Pistola de moldagem para silicone de adição e resina bisacrilica
- Ponteiras misturadoras e aplicadoras para silicone de adição
- 01 rolo de fio de ortodontia 0.9 ou 1.0mm.
- Folha de lixa d'água de granulação média;
- Folha de lixa d'água de granulação fina
- 1 Articulador Semi-Ajustável A7 Plus Padronizado - Bioart
- 4 pares - Placas de montagem- Bioart
- 1 Arco facial completo (com Garfo e Nasio) - Bioart
- 1 Mesa de Camper- Bioart
- 1 Suporte de Grafo - Bioart
- 1 Régua de Fox- Bioart



- 1 Afastador expandex - Indusbello
- 1 Afastador C (para fotos frontais) - Indusbello

- 1 Afastador V2 (para fotos laterais) - Indusbelo
- 1 Afastador MF (para fotos Oclusais) - Indusbelo
- 1 Contraste Oclusal- Indusbelo
- 1 Contraste no 7- Indusbelo
- 1 Espelho IBM003 - Indusbelo
- 1 Espelho IBM005- Indusbelo



- 1 de cada - Brocas tipo Largo tamanhos 2,3,4 e 5
- 5 Discos de carborundum
- 2 Transmetal - komet
- 01 – 1014 - KG Sorensen
- 01 – 1064 - KG Sorensen
- 01 - 1190 - KG Sorensen
- 01 - 2131, 2131F - KG Sorensen
- 01 - 2135 - KG Sorensen
- 01 - 2215 - KG Sorensen
- 02 - 3069 - KG Sorensen
- 01 - 3100 - KG Sorensen
- 01 - 3118 - KG Sorensen
- 01 de cada - 3131; 3131 F - KG Sorensen
- 01 de cada - 3139, 3139 F e 3139 FF - KG Sorensen



- 01 - 3183 - KG Sorensen
- 01 – 3195 - KG Sorensen
- 01 - 3203 - KG Sorensen
- 01 - 3216 - KG Sorensen
- 01 - 3228 - KG Sorensen
- 01 - 3285 - KG Sorensen
- 01 – 4130 - KG Sorensen
- 01 - 4137; 4137 F, 4137 FF - KG Sorensen
- 01 - 4138; 4138 F, 4138 FF - KG Sorensen
- 01 - 3139 - KG Sorensen
- 2200 - KG Sorensen
- 01 - Broca Carbide Multilaminada Komet - Alta Rotação - Modelo H375R - Komet
- 01 - Brocas Maxi-cut e mini-cut com tamanhos variados
- 01 - Brocas esféricas Carbide no 3, 4 e 5
- 01 - Broca 702 para peça reta
- 01 - Kit de acabamento de resina Acrilica
- 01 - Kit de acabamento de resina Composta

#### MATERIAL DE CONSUMO – INDIVIDUAIS OU COLETIVOS

- kit de moldagem de silicona de adição - *Aquasyl (Dentsply), Virtual (Ivoclar), Express XT (3M), Flexitime (Heraeus Kulzer), Elite HD (Zhermack)*
- Alginato; trazer medidor de água e de pó - *Jeltrate Plus (Dentsply) ou Hydrogun 5 (Zhermack)*
- Luvas de procedimento, máscara, gorro e avental descartável
- 1 Resina Acrílica vermelha - *Duralay ou Pattern*
- 1 Resina Acrílica cor 66 - *Duralay ou Dencor ou GC*
- 10 uni - Lâminas de bisturi núm 12 e 12D e 15C.
- 1 Carbono oclusal AccuFilm II - *AccuFilm II ou Bausch Arti-Fol metallic 12 micra cor vermelho*
- 1 Adesivo dentinário - *Clearfil SE bond - Kuraray*
- 1 de cada - Fios afastadores 00; 0; 1 e 2 - *Ultrapak - Ultradent (não comprar outra marca)*
- 1 Hemostático - *Viscostat ou Viscostat Clear Ultradent (não comprar outra marca)*
- 1 Gesso especial (tipo IV) - *Elite Rock (Zhermack) ou durone*
- 1 Gesso pedra (tipo III)
- 1 Cel-lac



- 1 Cera 07
- 1 Cera utilidade
- 1 Cimento fosfato de zinco - SSWHITE
- 1 Cimento Resinoso - Multilink (Ivoclar) ou Panavia (Kuraray) ou RelyX (3M)
- 1 Cimento Resinoso Fotopolimerizável - Variolink ou Rely X Veneer ou. NX3 Veneer (para cimentação de laminados)
- 1 Silano
- 1 Condicionador de porcelana (ácido Fluorídrico 5 ou 10%)
- 1 caixa de cimento provisório Provy (Dentsply);
- 1 Aplicadores de adesivo (microbrush)
- 1 Lixas interproximais de Aço e Poliéster - Oraltech
- 1 Pinos de fibra de vidro em 3 diâmetros diferentes com a broca do sistema - White Post (FGM)
- 1 Clorexidina 2%;
- 1 Acrílico líquido autopolimerizante Jet 500ml;
- 1 Anestésico lidocaína ou Articaina + 1 cx de agulhas - Unoject curta (DFL)
- 1 Filme radiográfico Kodak;
- 1 Vaselina;
- 1 Kit simplificado de resina composta;
- 1 Resina flow;
- 1 Ác Fosfórico 37%;
- 1 Veda rosca;
- 1 Zetalabor + ativadores;
- 1 Matriz metálica de 5mm;
- 1 Algodão em rolinhos;
- 1 Gaze

## EQUIPAMENTOS

- Contra-ângulo de implante 20:1
- Turbina de alta Rotação
- Micro motor (Baixa rotação) com peça reta